

# Manipler® AZ

## Description

Manipler® AZ est une agrafeuse cutanée stérile à usage unique qui contient 35 agrafes en acier inoxydable. Elle permet de refermer la peau à la fin des interventions chirurgicales.

## Indication

L'agrafeuse cutanée Manipler® AZ est utilisable pour la fermeture cutanée dans un large éventail d'actes chirurgicaux :

- Chirurgie générale
- Gynécologie
- Orthopédie
- Chirurgie thoracique
- Chirurgie cardiovasculaire
- Urologie
- Autres



Manipler® AZ

Taille	Contenu par boîte	Référence	Forme et dimension des agrafes
Cartouche contenant 35 agrafes larges (35 W)	6 unités	783100	A technical drawing of a single skin staple. It is a U-shaped metal staple with a central stem. Two red double-headed arrows indicate the dimensions: a horizontal arrow at the top shows a width of 6,9 mm, and a vertical arrow on the right shows a height of 3,6 mm.

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques citées appartiennent à leurs titulaires respectifs qui y sont mentionnés. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun.

Document et photo non contractuels. Document réservé à l'usage des professionnels de santé hospitaliers.

Distribué par : B. Braun Medical | 26 rue Armengaud | 92210 Saint-Cloud | France  
Tél. 01 41 10 53 00 | Fax 01 41 10 53 99 | [www.bbraun.fr](http://www.bbraun.fr) |  
SAS au capital de 31 000 000 € | RCS Nanterre 562050856

Edition 04.2019