

AESCLAP® TROCARTS À USAGE UNIQUE



TROCARTS À USAGE UNIQUE AESCULAP®

TRANSPARENT - DE DILATATION - LAME SÉCURISÉE - HASSON - CHEMISES

TROCARTS TRANSPARENTS



La chemise est transparente afin de permettre la visualisation des couches de la paroi abdominale

- Trocarts transparents à ballonnet avec robinet d'arrêt et anneau / cône en silicone
- Ballonnet sans latex permettant la stabilisation interne et la minimisation des traumatismes
- Trocarts transparents à surface fileté et robinet d'arrêt
- Marquages opaques aux rayons X sur l'extrémité distale des chemises de trocart
- Marquages simplifiés pour enlever et connecter la tête de trocart
- Trocarts de 11 mm / 12 mm avec réducteur universel et tête de trocart amovible pour le retrait des pièces anatomiques et une désufflation plus rapide
- Compatibles avec les endoscopes de 10mm (0 et 30°) et les gaines stériles EinsteinVision 2.0 et EinsteinVision 3.0



TROCARTS TRANSPARENTS À BALLONNET

TROCARTS TRANSPARENTS

SETS DE TROCARTS TRANSPARENTS

Référence	Description	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement
TROCARTS TRANSPARENTS À BALLONNET				
EK500SU	Trocart transparent à ballonnet (Anneau)	5	70	Boîte de 5 unités
EK501SU	Trocart transparent à ballonnet (Anneau)	5	100	Boîte de 5 unités
EK502SU	Trocart transparent à ballonnet avec réducteur universel (Anneau)	11	100	Boîte de 5 unités
EK503SU	Trocart transparent à ballonnet avec réducteur universel (Anneau)	12	100	Boîte de 5 unités
EK504SU	Trocart transparent à ballonnet avec réducteur universel (Cône silicone)	12	100	Boîte de 5 unités



Cône en silicone



Anneau en élastomère thermoplastique

TROCARTS TRANSPARENTS

EK530SU	Trocart transparent	5	70	Boîte de 5 unités
EK531SU	Trocart transparent	5	100	Boîte de 5 unités
EK534SU	Trocart transparent avec réducteur universel	11	100	Boîte de 5 unités
EK536SU	Trocart transparent avec réducteur universel	12	75	Boîte de 5 unités
EK537SU	Trocart transparent avec réducteur universel	12	100	Boîte de 5 unités
EK538SU	Trocart transparent avec réducteur universel	12	150	Boîte de 5 unités

SETS DE TROCARTS TRANSPARENTS

(incluant 2 chemises de trocarts et 1 mandrin)

EK540SU	Set de trocarts transparents	5	70	Boîte de 5 unités
EK541SU	Set de trocarts transparents	5	100	Boîte de 5 unités
EK542SU	Set de trocarts transparents avec réducteur universel	11	100	Boîte de 5 unités
EK543SU	Set de trocarts transparents avec réducteur universel	12	100	Boîte de 5 unités

TROCARTS À USAGE UNIQUE AESCULAP®

TRANSPARENT - DE DILATATION - LAME SÉCURISÉE - HASSON - CHEMISES

TROCARTS DE DILATATION



Trocarts de dilatation sans lame, permettant de séparer les fibres des tissus plan par plan sans les couper

- Trocarts de dilatation à ballonnet avec robinet d'arrêt et anneau / cône en silicone
- Ballonnet sans latex permettant la stabilisation interne et la minimisation des traumatismes
- Trocarts de dilatation à surface fileté et robinet d'arrêt
- Marquages opaques aux rayons X sur l'extrémité distale des chemises de trocart
- Marquages simplifiés pour enlever et connecter la tête de trocart
- Trocarts de 11 mm / 12 mm / 15 mm avec réducteur universel et tête de trocart amovible pour le retrait des pièces anatomiques et une désufflation plus rapide



TROCARTS DE DILATATION À BALLONNET

TROCARTS DE DILATATION

SETS DE TROCARTS DE DILATATION

Référence	Description	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement
TROCARTS DE DILATATION À BALLONNET				
EK510SU	Trocart de dilatation à ballonnet (Anneau)	5	70	Boîte de 5 unités
EK511SU	Trocart de dilatation à ballonnet (Anneau)	5	100	Boîte de 5 unités
EK512SU	Trocart de dilatation à ballonnet avec réducteur universel (Anneau)	11	100	Boîte de 5 unités
EK513SU	Trocart de dilatation à ballonnet avec réducteur universel (Anneau)	12	100	Boîte de 5 unités
EK514SU	Trocart de dilatation à ballonnet avec réducteur universel (Cône Silicone)	12	100	Boîte de 5 unités



Cône en silicone



Anneau en élastomère thermoplastique

TROCARTS DE DILATATION

EK570SU	Trocart de dilatation	5	70	Boîte de 5 unités
EK571SU	Trocart de dilatation	5	100	Boîte de 5 unités
EK574SU	Trocart de dilatation avec réducteur universel	11	100	Boîte de 5 unités
EK577SU	Trocart de dilatation avec réducteur universel	12	100	Boîte de 5 unités
EK578SU	Trocart de dilatation avec réducteur universel	12	150	Boîte de 5 unités
EK579SU	Trocart de dilatation avec réducteur universel	15	100	Boîte de 5 unités

SETS DE TROCARTS DE DILATATION


(incluant 2 chemises de trocart et 1 mandrin)

EK580SU	Set de trocarts de dilatation	5	70	Boîte de 5 unités
EK581SU	Set de trocarts de dilatation	5	100	Boîte de 5 unités
EK582SU	Set de trocarts de dilatation avec réducteur universel	11	100	Boîte de 5 unités
EK583SU	Set de trocarts de dilatation avec réducteur universel	12	100	Boîte de 5 unités

TROCARTS À USAGE UNIQUE AESCULAP®

TRANSPARENT - DE DILATATION - LAME SÉCURISÉE - HASSON - CHEMISES

TROCARTS À LAME SÉCURISÉE



Trocarts à lame active quand le bouton bleu est enclenché

- Trocarts à lame sécurisée à ballonnet avec robinet d'arrêt et anneau / cône en silicone
- Ballonnet sans latex permettant la stabilisation interne et la minimisation des traumatismes
- Trocarts à lame sécurisée avec surface fileté et robinet d'arrêt
- Marquages opaques aux rayons X sur l'extrémité distale des chemises de trocar
- Marquages simplifiés pour enlever et connecter la tête de trocar
- Trocarts de 11 mm / 12 mm / 15 mm avec réducteur universel et tête de trocar amovible pour le retrait des pièces anatomiques et une désufflation plus rapide



TROCARTS À LAME SÉCURISÉE À BALLONNET



TROCARTS À LAME SÉCURISÉE




SETS DE TROCARTS À LAME SÉCURISÉE

Référence	Description	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement
TROCARTS À LAME SÉCURISÉE À BALLONNET				
EK505SU	Trocart à lame sécurisée à ballonnet (Anneau)	5	70	Boîte de 5 unités
EK506SU	Trocart à lame sécurisée à ballonnet (Anneau)	5	100	Boîte de 5 unités
EK507SU	Trocart à lame sécurisée à ballonnet avec réducteur universel (Anneau)	11	100	Boîte de 5 unités
EK508SU	Trocart à lame sécurisée à ballonnet avec réducteur universel (Anneau)	12	100	Boîte de 5 unités
EK509SU	Trocart à lame sécurisée à ballonnet avec réducteur universel (Cône Silicone)	12	100	Boîte de 5 unités



Cône en silicone



Anneau en élastomère thermoplastique

TROCARTS À LAME SÉCURISÉE

EK550SU	Trocarts à lame sécurisée	5	70	Boîte de 5 unités
EK551SU	Trocarts à lame sécurisée	5	100	Boîte de 5 unités
EK554SU	Trocarts à lame sécurisée avec réducteur universel	11	100	Boîte de 5 unités
EK557SU	Trocarts à lame sécurisée avec réducteur universel	12	100	Boîte de 5 unités
EK559SU	Trocarts à lame sécurisée avec réducteur universel	15	100	Boîte de 5 unités

SETS DE TROCARTS À LAME SÉCURISÉE

(incluant 2 chemises de trocart et 1 mandrin)

EK560SU	Set de trocarts à lame sécurisée	5	70	Boîte de 5 unités
EK561SU	Set de trocarts à lame sécurisée	5	100	Boîte de 5 unités
EK562SU	Set de trocarts à lame sécurisée avec réducteur universel	11	100	Boîte de 5 unités
EK563SU	Set de trocarts à lame sécurisée avec réducteur universel	12	100	Boîte de 5 unités

TROCARTS À USAGE UNIQUE AESCULAP®

TRANSPARENT - DE DILATATION - LAME SÉCURISÉE - HASSON - CHEMISES

TROCARTS HASSON



Trocarts à pointe émoussée pour réduire le risque d'endommagement des organes

- Trocarts Hasson à ballonnet avec robinet d'arrêt et anneau / cône en silicone
- Ballonnet sans latex permettant la stabilisation interne et la minimisation des traumatismes
- Trocarts Hasson avec robinet d'arrêt et cône
- Marquages opaques aux rayons X sur l'extrémité distale des chemises de trocar
- Marquages simplifiés pour enlever et connecter la tête de trocar
- Trocarts de 11 mm / 12 mm avec réducteur universel et tête de trocar amovible pour le retrait des pièces anatomiques et une désufflation plus rapide



TROCARTS HASSON À BALLONNET



TROCARTS HASSON

Référence	Description	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement
TROCARTS HASSON À BALLONNET				
EK515SU	Trocart Hasson à ballonnet avec réducteur universel (Anneau)	11	100	Boîte de 5 unités
EK516SU	Trocart Hasson à ballonnet avec réducteur universel (Anneau)	12	100	Boîte de 5 unités
EK517SU	Trocart Hasson à ballonnet avec réducteur universel (Cône silicone)	12	100	Boîte de 5 unités
TROCARTS HASSON				
EK588SU	Trocart Hasson avec réducteur universel et cône	11	100	Boîte de 5 unités
EK589SU	Trocart Hasson avec réducteur universel et cône	12	100	Boîte de 5 unités



Cône en silicone



Anneau en élastomère thermoplastique



Cône

TROCARTS À USAGE UNIQUE AESCULAP®

TRANSPARENT - DE DILATATION - LAME SÉCURISÉE - HASSON - CHEMISES

CHEMISES DE TROCARTS



Diverses chemises de trocarts en emballage individuel

- Chemises de trocarts à ballonnet avec robinet d'arrêt et anneau / cône en silicone
- Ballonnet sans latex permettant la stabilisation interne et la minimisation des traumatismes
- Chemises de trocarts avec surface filetée et robinet d'arrêt
- Marquages opaques aux rayons X sur l'extrémité distale des chemises de trocart
- Marquages simplifiés pour enlever et connecter la tête de trocart
- Trocarts de 11 mm / 12 mm avec réducteur universel et tête de trocart amovible pour le retrait des pièces anatomiques et une désufflation plus rapide



CHEMISES DE TROCARTS À BALLONNET

CHEMISES DE TROCARTS

Référence	Description	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement
CHEMISES DE TROCARTS À BALLONNET				
EK520SU	Chemise de trocart avec ballonnet (Anneau)	5	70	Boîte de 5 unités
EK521SU	Chemise de trocart avec ballonnet (Anneau)	5	100	Boîte de 5 unités
EK522SU	Chemise de trocart avec ballonnet et réducteur universel (Anneau)	11	100	Boîte de 5 unités
EK523SU	Chemise de trocart avec ballonnet et réducteur universel (Anneau)	12	100	Boîte de 5 unités
EK524SU	Chemise de trocart avec ballonnet et réducteur universel (Cône silicone)	12	100	Boîte de 5 unités



Cône en silicone



Anneau en élastomère thermoplastique

CHEMISES DE TROCART

EK590SU	Chemise de trocart	5	70	Boîte de 5 unités
EK591SU	Chemise de trocart	5	100	Boîte de 5 unités
EK594SU	Chemise de trocart avec réducteur universel	11	100	Boîte de 5 unités
EK597SU	Chemise de trocart avec réducteur universel	12	100	Boîte de 5 unités
EK598SU	Chemise de trocart avec réducteur universel	12	150	Boîte de 5 unités

B. Braun Medical | 26 rue Armengaud | 92210 Saint-Cloud | France | Tél. 01 41 10 53 00 | Fax 01 70 83 45 00 | www.bbraun.fr
Société par actions simplifiée au capital de 31 000 000 € | RCS Nanterre 562050856

Fabricants :

AESCULAP® | Aesculap AG | 78532 Tuttlingen | Germany

Certificat CE délivré par TÜV SÜD Product Service (0123)

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques et les logos qui y sont mentionnés sont la propriété exclusive de B. Braun. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun. Document réservé aux professionnels de santé. Document et photo non contractuels.

Trocarts à usage unique Aesculap. Le système de trocarts à usage unique Aesculap de la série EK s'utilise lors d'opérations laparoscopiques de chirurgie générale, de thoracoscopie, de gynécologie et d'urologie. Dispositifs médicaux de classe IIa. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice et/ou sur les étiquettes avant utilisation. Produits non pris en charge au titre de la LPPR (liste des produits et prestations remboursables au titre de l'article L-165-1 du code de la sécurité sociale).

Edition 12 / 2020